

バイリンマスクの正しい装着方法

バイリンマスクは、正しく装着してお使いください。装着の手順を説明します。

二本掛け式: Mask with two rubber bands.



1. 上下の確認

ノーズクリップの付いている方を上にして、上のゴムバンドを手に通してマスクを持ちます。

Checking the up and down.

Hold the mask with the nosepiece up.

Place the upper band on hand.



2. ゴムバンドを掛ける

マスクを顔に当て、まず下のゴムバンドを首の後ろに掛け、次に上のゴムバンドを後頭部に掛けます。

Positioning of rubber band on head.

Put a mask on your face. Pull the lower band over your head and position it around the neck first, and then pull the upper band over your head and position it around the back of your head.



3. ノーズピースを押し曲げる

両手の指でノーズクリップを鼻の形に合わせて押し曲げ、密着させます。

Making the nosepiece into a nose shape.

Make the nosepiece into a nose shape with your fingers and bring it close.



4. 密着性の確認

両手をマスクに当て、息を吐き出して顔とマスクのすき間から空気の漏れがないかチェックし、マスクの位置やゴムバンドの長さを調整し、顔に密着させます。

Checking the seal of the mask and your face.

Put both hands on the mask, exhale and check for air leaks through the gap between face and mask.

If there is air leakage, adjust the position of the mask and the length of the rubber band and bring it close to the face.



【ゴムバンドの調整方法】

フィット性が得られない場合、下記手順に従い、ゴムバンドを調整してください。

片方の手で留め具を軽く押さえながら、もう片手でゴムバンドの端部を持ち、前方向に引っ張ることで長さを調整します。緩める場合は、顔に沿ったゴムバンドを耳の方向に引っ張ります。左右上下4か所でゴムバンドの調整が可能です。

Adjusting the length of rubber band.

If a proper fit cannot be achieved, please adjust the rubber bands by following the steps below.

While lightly pressing the mask with one hand, hold the end of the rubber band with the other hand and pull it forward to adjust the length. To loosen the band, pull the rubber band that follows the contour of the face toward the ear. The rubber bands can be adjusted at four points: left, right, upper, and lower.”